

GEREINIGTE  
FLÜSSIGE  
PERFLUORCARBONE



*Arcad lässt Ihnen die Wahl*

# Freie Wahl zur Verbesserung Ihrer chirurgischen Eingriffe

## ARCALINE

Perfluorodecalin 98%

Arcaline wird teilweise zusammen mit einer Silikonöltamponade empfohlen.

## ARCOTANE

Perfluoro-n-octane 99%

Arcotane wird teilweise zusammen mit Perfluorogasen empfohlen.

Erklärung	Vorteile	Spezifikationen		Bezeichnungen	Vorteile	Erläuterung
Stillung der Blutung und Stabilisierung der Netzhaut	höherer Druck	1,94	Dichte	1,76	wirksam	bei unkomplizierter Netzhautablösung
hilft zur Photokoagulation	wenige Blasen	141°C	Siedepunkt	102°C		
		1,31	Refraktionsindex bei 20°C	1,29	für eine bessere Visualisierung	leicht zu identifizieren
postoperative residuale Blase	zurückbleibender Film auf der Netzhaut	2,66 cSt	Viskosität	0,8 cSt	gelangt schnell auf den unteren Augenteil	kann vollständig aus dem Auge entfernt werden
postoperative residuale Blase	0,1g verdampft in 15 Minuten	13,5 mm Hg	Dampfdruck bei 37°C	57 mm Hg	0,1g verdampft in 2 Minuten	verschwindet während PFCL/ Luft-Austausch

Gemäss den Normen der pharmazeutischen Industrie für injizierbare Lösungen hergestellt

	FDA Standard für PFCL	ARCAD STANDARD
Fluorüren	≤ 2ppm	Nicht nachweisbar
Nicht flüchtige Restpartikel	≤ 20ppm	Nicht nachweisbar
C-H Verbindung	≤ 0,015	Nicht nachweisbar

STERIL – EINMAL GEBRAUCH – PYROGENFREI

## ARCALINE



## ARCOTANE



100A ALL 03 2011-12

ARCAD®  
O P H T A

Arcadophta 11, rue Antoine Ricord  
31100 TOULOUSE - FRANCE  
Tél. : +33 5 61 40 52 35  
Fax : +33 5 61 40 84 66  
E-mail : info@arcadophta.com  
Skype : arcad4